

ION CLEANSE Bellcida

一台でエステサロン級の
あらゆるスキンケアが実現。

手だけのスキンケアでは出来なかった
ワンランク上の洗顔や保湿が可能に。

搭載機能

超音波振動回数 約 28,000 回 /s

マイクロカレント搭載

シートマスク対応

IPX4 防水機能 日常生活で想定される水しぶき
などから機器を守ります。

ブルーライト搭載 ブルーライトで
ブレードを清潔に保ちます。



使用方法

リフトアップ

お肌にお手持ちの美容液を塗った後、
ブレードを矢印の方向に動かしてお肌
のお手入れを行ってください。
(シートマスクの上からでもご使用いただけます。)
→ブレードが振動し液体がミスト状になります。
※ブレードの向き、動かす方向にご注意ください。
※サイドバーに触れるように本体を握ってご使用ください。




保湿

お肌にお手持ちの美容液を塗った後、
ブレードを矢印の方向に動かして、お肌の
トリートメントを行ってください。
(シートマスクの上からでもご使用いただけます。)
※ブレードの向き、動かす方向にご注意ください。
※サイドバーに触れるように本体を握ってご使用ください。



洗顔

お肌を水で少し湿らせた後、ブレードを
矢印の方向に動かしてお肌の汚れなどを
洗浄してください。
→ブレードが振動し液体がミスト状になります。
※ブレードの向き、動かす方向にご注意ください。
※サイドバーに触れるように本体を握ってご使用ください。



Lifting リフトアップ

超音波 & マイクロカレントで引き締め

マイクロカレントとは？

人間の体にもともと流れている
電気と似た微弱電流を流すことにより、
細胞の電極バランスを正常に戻し、
ターンオーバーの促進や
肌の引き締め効果が
期待できます。

Moisturizing 保湿

イオン導入で美容液を奥深く[※]まで浸透

イオン導入とは？

微弱な電流を流すことで
肌のバリアゾーンを通過し、皮膚表面に
塗布した美容液を電氣的な反発を
利用して皮膚深部[※]まで効果的に
浸透させる方法です。

※角質層まで

Cleansing 洗顔

超音波振動で毛穴の奥まで洗浄

超音波洗浄とは？

超音波は振動数が非常に高いという特徴が
あります。皮膚に超音波の物理的な振動を
与えることによって皮膚の中に空洞化を
起こし、毛穴の奥に詰まった皮脂や
汚れを優しく取り除きます。

Bellcida



Bellcida イオンクレンズ
ICR01 (ホワイト)



NEW



Bellcida イオンクレンズ
ICR04 (コーラルピンク)



販売名: Bellcida イオンクレンズ

発売予定日: 2019年6月25日

内容: 本体×1、USBケーブル×1、取扱説明書×1

種類: 2種類

ケース入り数: 30

本体サイズ: W55×H173×D15mm

パッケージサイズ: W115×H225×D30mm

材質: ABS樹脂、ステンレス、他

※USB充電式になります。

販売価格

オープン価格

販促物 & POP



※什器はイメージです。

■Bellcida イオンクレンズ 置き型什器2

【什器サイズ】

上看板・前看板無しのサイズ:

W350×H260×D180mm

上看板・前看板有りのサイズ:

W350×H360×D280mm

【陳列可能数】

商品2種類×各4個=計8個

Bellcida イオンクレンズ
置き型什器2



■A4 ハーフPOP
W210×H148mm



■装飾POP①
W120×H60mm



■装飾POP②
W56×H75mm



■アイテムPOP
W85×H45mm

Bellcida イオンクレンズ
POPセット2



Sun
Smile

株式会社サン・スマイル
Tel: 03-3505-4430
Fax: 03-3505-4450

〒106-0032
東京都港区六本木 3-5-27 六本木山田ビル 3F
<http://www.sunsmile.co.jp/>