

耳専用クリーナー史上 最強の爽快感!!

※1

※1) 爽快感シリーズ比べ

SO!! KAIKAN!

EAR CLEANER

耳専用 クリーナー



超爽快すっきり

【皮脂の分泌を抑制する成分】

ダイズ種子エキス配合
ハトムギ種子エキス配合
(保湿成分)

【超爽快成分】

エタノール配合 / メントール配合
トウガラシエキス配合
(整肌成分)

しかも 爽快感

30分持続!!!

※2) 自社調べ

ニオイの原因は耳にあった!?

耳の中には毛穴を通して皮脂を分泌する「**皮脂腺**」が集中しています。また、皮脂腺の他に「**耳垢腺 (みみあかせん)**」も存在します。臭いの原因は耳の分泌物と角質、汚れなどが混ざったものでいわゆる耳垢と呼ばれるものです。耳垢腺は耳の入り口から約1cm付近までしかありませんがここをきちんと掃除することで、臭いの原因を取り除くことが出来るのです!! 耳は繊細な器官のため、**ローション等で湿らせて**やさしく掃除することが大切です!




耳・耳溝の汚れも嫌な臭いもがっつりキャッチ!!

驚くほど 耳スッキリ!! W形状綿棒

① スパイラルおそうじ綿棒

凹凸のあるヘッドで、
耳まわりの汚れや耳アカを
すみずみまで絡めとります。



② ノーマルふきとり綿棒

柔らかな綿で出来た綿棒で、
残った汚れや
ローションを拭き取ります。



爽快ローション
× 綿棒 **15**本入り



ソウカイカン 耳クリーナー
SK03

超爽快すっきり




【販売名】
ソウカイカン 耳クリーナー
【発売予定日】
2019年2月25日
【種類】1種類
【内容量】
ローション(10ml)
綿棒15本
【ボール入り数】6
【ケース入り数】96
【製造国】日本
【パッケージサイズ】
W105×H149×D22mm

販売価格

580 円+税

販促什器&POP



【吊り下げ什器】
(陳列可能数)
1種類(4フック)×各3個
=計12個
(什器サイズ)
W311×H502mm



■ハガキPOP
W100×H148mm



■アイテムPOP
W85×H45mm



■縦帯POP
W30×H210mm



■スウィングPOP
W95×H235mm



■エンドPOP
W50×H40mm
※吊り下げ什器2フック分として
同じエンドPOPが2枚つきます。

※爽快しっとりとう爽快さっぱりの吊り下げ什器を汎用としてお使い頂けます。